


قياس كتلة السوائل و الأجسام الصلبة Mesurer la masse des solides et des liquides

I - مفهوم الكتلة:

الكتلة (masse): مقدار ثابت تمثل كمية المادة المكونة للجسم، ويرمز لها بالحرف **m**، ووحدتها العالمية هي الكيلوغرام، ويرمز لها بـ **Kg**.
لقياس كتلة جسم نستعمل الميزان (ميزان الكفتين، ميزان إلكتروني ...)، وكتلا معلمة ومجزأة.



ميزان الكفتين



الميزان الإلكتروني

ملحوظة:


- ✓ الكتل المعلمة: هي التي قيمها تساوي أو تفوق الغرام، أما التي قيمها أصغر من الغرام تسمى الكتل المجزأة.
- ✓ كوحدة أخرى للكتلة نجد مضاعفات وأجزاء الكيلوغرام:

mg	cg	dg	g	dag	hg	Kg	.	q	t

II - قياس كتلة جسم صلب:

لقياس كتلة جسم صلب نتبع الخطوات التالية:



- ✓ نضع الجسم المراد قياس كتلته في كفة والكتل المعلمة في الكفة الأخرى.
- ✓ عندما تشير الإبرة إلى نفس الإشارة التي كانت تشير إليها عندما كان الميزان فارغا، نقول أن كتلة الجسم تساوي مجموع الكتل المعلمة: **m = 150g**



III - قياس كتلة جسم سائل:


لقياس كتلة جسم سائل نتبع الخطوات التالية:

- ✓ نقيس كتلة الكأس الفارغ فنضعه في كفة والكتل المعلمة في الكفة الأخرى **m₁ = 20g**.
- ✓ نصب السائل المراد قياس كتلته في الكأس ونضيف الكتل المعلمة إلى أن نحصل على التوازن **m₂ = 70g**.
- كتلة السائل إذن هي: **m = m₂ - m₁**



IV - الكتلة والشكل:

نقيس كتلة قطعة من العجين قبل وبعد تشويهها.



نقيس كتلة حجم معين من سائل بعد صبه في إنائين مختلفي الشكل.

ملحوظة:

لا تتغير كتلة الأجسام عند تغيير شكلها.